


ActiLine Konisationselektroden

Konisationselektroden mit 360° Drehbewegung



Eine Drehbewegung um 360° ist bei der **ActiLine** Konisationselektrode möglich. Dadurch lässt sich hervorragend eine Zervikalprobe entnehmen. Der Schnitt ist präzise und sauber, die Blutung kaum bis gar nicht vorhanden, sodass die Gewebeanalyse vereinfacht wird. Sowohl der Schaft als auch der Seitenarm sind vollständig isoliert.

- Länge: 150 mm
- Schaftdurchmesser: 2,4 mm | 4,0 mm
- Kegelförmige Biopsieproben
- Draht aus Wolfram
- Unterschiedliche Größen und Formen
- Sechskantarretierung
- elektrische Belastbarkeit: 4,3 kVp
- Verkaufseinheit: 10 Stück | Steril

Vertrieb Österreich

Meddiscount Handels-GmbH

Goldbergweg 3-5 / A-7035 Steinbrunn

Tel. +43 2252 77 111 / Fax +43 2252 77 112

office@meddiscount.at

Ihr Berater

Michael Ganz

Tel. +43 650 5 43 44 45

m.ganz@meddiscount.at