



Die MESORAM-Platte ohne Nadeln ist in linearer oder kreisförmiger Konfiguration erhältlich, mit 3, 5 oder 7 Düsen erhältlich, abhängig von den unterschiedlichen Behandlungsarten.

Einzelne Nadeln werden separat geliefert und vor der Behandlung vom Bediener manuell montiert.

Der weibliche Luer-Anschluss ermöglicht eine einfache Verbindung zu der Spritze, die das zu injizierende Medikament enthält.

Nadelfreier Multiinjektor für die Mesotherapie

Code	Art	Pic
710101	Dreieck - 3	
710102	Linear - 3	
710103	Rund - 5	
710104	Linear - 5	
710105	Rund - 7	

50 Stück / Karton. Einzelverpackt, Einmalverwendung, EtO-sterilisiert und CE-gekennzeichnet.

Vertrieb Österreich
Meddiscount Handels-GmbH
 Goldbergweg 3-5 / A-7035 Steinbrunn
 Tel. +43 2252 77 111 / Fax +43 2252 77 112

CE 0051

Hersteller: Rimos, Italien

Ihr Berater
Michael Ganz
 Tel. +43 650 5 43 44 45
 m.ganz@meddiscount.at