

## SONOGEL Ultraschall-Gel – unser Klassiker.

Das bewährte Kontaktmittel in der Sonographie!

Es enthält weder Glycerin noch Formaldehyd und ist auf einen ph-Wert von 5,5 – 6,0 eingestellt. **SONOGEL** ist temperaturstabil, hält die Feuchtigkeit sehr lange durch Aufnahme von Luftfeuchtigkeit und weist sehr gute Netzeigenschaften auf.

Die Restentfernung von **SONOGEL** gelingt leicht und rückstandslos, es verursacht keine Verschmutzung, Flecken oder Ränder auf der Bekleidung.

Führende Gerätehersteller empfehlen die Benutzung von **SONOGEL**, da keine negativen Auswirkungen auf den Schallkopf auftreten.

**SONOGEL Steril Ultraschall-Gel** – wenn Sterilität erforderlich ist.

Für diesen besonderen Fall der medizinischen Diagnostik-Sonographie ist **SONOGEL Steril** im doppelt ummantelten, sterilisierten Folienbeutel erhältlich.



## Entscheider-Facts

- dermatologisch getestet
- viskos, nicht tropfend
- gute Netzeigenschaften
- ohne Formaldehyd
- ohne Glycerin
- geruchsneutral, farblos
- mikrobiologisch einwandfrei
- geringe Austrocknung
- beste Ankopplungswerte
- keine nachteiligen Wirkungen an Haut, Kleidung und Schallkopf
- unter Vakuum hergestellt
- transvaginal einsetzbar

## Gebindegrößen

### SONOGEL Ultraschall-Gel

- Cubitainer 10 Liter
- Cubitainer 5 Liter
- Kanister 5 Liter
- Flasche 250 ml
- Flasche 850 ml

### SONOGEL Steril Ultraschall-Gel

- Applikationsbeutel 20 ml



## Vertrieb Österreich

### Meddiscount Handels-GmbH

Goldbergweg 3-5 / A-7035 Steinbrunn  
Tel. +43 2252 77 111 / Fax +43 2252 77 112  
office@meddiscount.at

## Ihr Berater

### Michael Ganz

Tel. +43 650 5 43 44 45  
m.ganz@meddiscount.at